

SPECTAR

Collarín Cervical para extricación



Collarín cervical de dos piezas diseñado para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

- Forma anatómica de la zona occipital y mandibular
- Rápida aplicación gracias al cierre con strap
- Acceso para traqueotomía
- Apertura dedicada al control del pulso carotídeo
- Acolchado y conformado para más comodidad
- Código de colores para identificar los diferentes tamaños

Detalles técnicos

Medida	Stout
Materiales	LDPE, PE
Peso	185 g
Dimensión A	95 mm
Dimensión B	55 mm
Dimensión C	125 mm
Ancho pieza frontal extesa	355 mm
Ancho pieza trasera extesa	355 mm

Nota: Todas las dimensiones están sujetas a una tolerancia de ± 10 mm



Accesorios opcionales

JM30028A - Apoyo externo

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM COLLAR CERVICAL
BIVALVA MED. STOUT
JM30024A



Clasificación CND	Y060312
ID de registro	1229067

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it