

SPECTAR

Collare cervicale da estricazione



Collare cervicale bivalva destinato all'uso in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identifica come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

- Forma anatomica delle zone occipitale e mandibolare
- Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
- Accesso per tracheotomia
- Apertura dedicata controllo del polso carotideo
- Imbottitura sagomata confortevole
- Codice colore per un'immediata identificazione della misura

Dati tecnici

Misura	XXS
Materiali	LDPE, PE
Peso	120 g
Dimensione A	110 mm
Dimensione B	55 mm
Dimensione C	135 mm
Larghezza valva anteriore distesa	245 mm
Larghezza valva posteriore distesa	235 mm

Nota: Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranza di ± 10 mm



Accessori opzionali

JM30028A - Appoggio sternale

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM - COLLARE
CERVICALE BIVALVA MIS. XXS
JM30025A



Classificazione CND	Y060312
Identificativo registrazione	1281138

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it