

SPECTAR

Kit 3 Collarines cervicales para extricación



Collarines cervicales de dos piezas diseñados para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

Forma anatómica de la zona occipital y mandibular

Rápida aplicación gracias al cierre con strap

Acceso para traqueotomía

Apertura dedicada al control del pulso carotídeo

Acolchado y conformado para más comodidad

Bolsa de transporte en nylon con cremallera

Accesorios opcionales

JM30028A - Apoyo esternal

Detalles técnicos

Medidas incluidas	S,M,L
Materiales	LDPE, PE
Peso del kit	650 g
Dimensiones bolsa	620x310 mm

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM JUEGO DE COLLARES 3 MED.S-M-L) CON BOLSA DE TRANSPORTE

JM30029A

Clasificación CND



Y060312

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it