

SPECTAR

Jeu de colliers cervicaux



Jeu de 3 colliers cervicaux bi-valve permettant d'immobiliser et de limiter l'amplitude des mouvements de rotation de la colonne cervicale du patient

Caractéristiques spécifiques

Mise en place rapide et simple grâce au système scratch
 Large ouverture trachéale pour trachéotomie et prise du pouls carotidien
 Support de nuque aéré
 Couvert de mousse hypoallergénique préformée
 Résistant à l'eau
 Radio-transparent
 3 tailles (S, M, L)
 Livré avec sac de transport

Accessoires optionnels

JM30028A – Support pour sternum

Données techniques

Tailles	S,M,L
Matériaux	LDPE, PE
Poids du kit	650 g
Dimensions sac	620x310 mm

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

JEU DE 3 COLLIERS
 CERVICAUX SPECTAR FOAM
 AVEC SAC

JM30029A

Classification CND



Y060312

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it