

SPECTAR

Kit 3 Collari cervicali da estricazione



Collari cervicali bivalva destinati all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identificano come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

Caratteristiche specifiche

Forma anatomica delle zona occipitale e mandibolare
 Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap
 Accesso per tracheotomia
 Apertura dedicata controllo del polso carotideo
 Imbottitura sagomata confortevole
 Sacca di trasporto in nylon con chiusura a zip

Accessori opzionali

JM30028A - Appoggio sternale

Dati tecnici

Misure incluse	S,M,L
Materiali	LDPE, PE
Peso del kit	650 g
Dimensione sacca	620x310 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM - KIT
 COLLARI 3 MIS.(S-M-L)
 C/SACCA

JM30029A

Classificazione CND Y060312



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it