

SPECTAR

Kit 4 Collarines cervicales para extricación



Collarines cervicales de dos piezas diseñados para su uso en situaciones de emergencia y primero rescate. Se identifica como una solución para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

Características específicas

Forma anatómica de la zona occipital y mandibular
 Rápida aplicación gracias al cierre con strap
 Acceso para traqueotomía
 Apertura dedicada al control del pulso carotídeo
 Acolchado y conformado para más comodidad
 Bolsa de transporte en nylon con cremallera

Accesorios opcionales

JM30028A - Apoyo external

Detalles técnicos

Medidas incluidas	XS,S,M,L
Materiales	LDPE, PE
Peso del kit	790 g
Dimensiones bolsa	620x310 mm

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM JUEGO DE COLLARES 3 MED.S-M-L) CON BOLSA DE TRANSPORTE
JM30030A



Clasificación CND	Y060312
-------------------	---------

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it