

## SPECTAR

### Kit 4 Collari cervicali da estricazione



Collari cervicali bivalva destinati all'utilizzo in situazioni di primo soccorso ed emergenza. Si identificano come una soluzione per l'immobilizzazione del rachide cervicale in pazienti traumatizzati.

#### Caratteristiche specifiche

Forma anatomica delle zona occipitale e mandibolare  
 Rapida applicazione grazie alla chiusura a strap  
 Accesso per tracheotomia  
 Apertura dedicata controllo del polso carotideo  
 Imbottitura sagomata confortevole  
 Sacca di trasporto in nylon con chiusura a zip

#### Accessori opzionali

JM30028A - Appoggio sternale

#### Dati tecnici

Misure incluse	XS,S,M,L
Materiali	LDPE, PE
Peso del kit	790 g
Dimensione sacca	620x310 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPECTAR FOAM - KIT  
 COLLARI 4 MIS.(XS-S-M-L)  
 C/SAC.

JM30030A

Classificazione CND Y060312



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)