

BLUE SPLINT

Szyny sztywne, z możliwością formowania



Zestaw unieruchomień kończyn. Stosowany do czasowego unieruchomienia, ograniczenia bólu oraz urazów w trakcie akcji ratunkowej.

Cechy charakterystyczne

- Giętki, formowalny rdzeń
- Zapięcia paskowe
- Może być używane jako podparcie k. górnej w trakcie infuzji.
- Po usunięciu rdzenia, powłokę można prać w 40 ° C
- Miękki materiał wyściełający dla poprawy komfortu
- Zamykany pokrowiec z łatwym dostępem
- W zestawie dodatkowe usztywnienie przedramienia

Technical data

Szyna	Wym. ⁽¹⁾ (mm)	Waga (g)
K. dolna	580x450	360
Ramię	590x280	300
Przedramię	390x300	206
Nadgarstek	310x240	145
Łokieć/kostka	540x280	273
Materiały	Neopren, Al, Nylon	
Waga zestawu	1,45 ± 0,1 kg	
Wymiary pokrowca	620x310 mm	

Wyposażenie standardowe

JM80008A Pokrowiec transportowy

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

BLUE SPLINT KIT - 5 SIZES WITH

BAG

JM80002A

Klasyfikacja CND



V0804

⁽¹⁾ Wymiary całkowite rozłożonej szyny długość x szer. maksymalna

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it