

## BLUE SPLINT

Steccobenda rigida con anima flessibile



Le steccobende Blue Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

### Caratteristiche specifiche

Anima flessibile e modellabile  
 Chiusura strap  
 Anima rimovibile e fodera lavabile a 40 °C  
 Materiale morbido per garantire elevato comfort

### Dati tecnici

Steccobenda	Misura <sup>(1)</sup> (mm)	Peso (g)
Braccio	590 x 280 ± 10	300
Materiale	Neoprene, Al, Nylon	

<sup>(1)</sup> Misure prese con steccobenda aperta espresse con lunghezza e larghezza massima

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

BLUE SPLINT - STECCOBENDA  
 RIGIDA BRACCIO

JM80004A

Classificazione CND



V0804

Identificativo registrazione

103024

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)