

BLUE SPLINT

Attelle modelable



Attelle d'immobilisation des membres pouvant être modelée afin de simplifier les opérations de secours à une victime ayant une lésion traumatique au membre inférieur ou supérieur.

Caractéristiques spécifiques

- Équipée d'une armature modelable
- Fermeture aisée par bande scratch
- Lavable à 40° C
- Revêtement souple conférant un confort optimal au patient

Données techniques

Attelle	Taille (mm)	Poids (g)
Bras	590x280	300
Matériaux	Neoprene, Al, Nylon	

Dispositif medical de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

BLUE SPLINT BRAS

JM80004A



Classification CND

V0804

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it