

## BLUE SPLINT

Steccobenda rigida con anima flessibile



Le steccobende Blue Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

### Caratteristiche specifiche

Anima flessibile e modellabile  
Chiusura strap  
Anima rimovibile e fodera lavabile a 40 °C  
Materiale morbido per garantire elevato comfort

### Dati tecnici

Steccobenda	Misura <sup>(1)</sup> (mm)	Peso (g)
Avambraccio	390 x 300 ± 10	206
Materiali	Neoprene, Al, Nylon	

<sup>(1)</sup> Misure prese con steccobenda aperta espresse con lunghezza e larghezza massima

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

BLUE SPLINT - STECCOBENDA  
RIGIDA AVAMBRACCIO  
JM80005A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103009

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)