

## BLUE SPLINT

### Attelle modelable



Attelle d'immobilisation des membres pouvant être modelée afin de simplifier les opérations de secours à une victime ayant une lésion traumatique au membre inférieur ou supérieur.

#### Caractéristiques spécifiques

- Équipée d'une armature modelable
- Fermeture aisée par bande scratch
- Lavable à 40° C
- Revêtement souple conférant un confort optimal au patient

#### Données techniques

Attelle	Taille (mm)	Poids (g)
Bras	540x280	273
Matériaux	Neoprene, Al, Nylon	

Dispositif medical de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

BLUE SPLINT COUDE CHEVILLE

JM80007A



Classification CND

V0804

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)