

BLUE SPLINT

Steccobenda rigida con anima flessibile



Le steccobende Blue Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche

Anima flessibile e modellabile
 Chiusura strap
 Anima rimovibile e fodera lavabile a 40 °C
 Materiale morbido per garantire elevato comfort

Dati tecnici

Misura ⁽¹⁾ (mm)	Peso (g)
540 x 280 ± 10	273
Materiali	Neoprene, Al, Nylon

⁽¹⁾ Misure prese con steccobenda aperta espresse con lunghezza e larghezza massima

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

BLUE SPLINT - STECCOBENDA
 RIGIDA GOMITO/CAVIGLIA
 JM80007A



Classificazione CND V0804
 Identificativo registrazione 103030

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it