

## BLUE SPLINT PRO

Steccobende rigide con anima flessibile



Sistema di immobilizzazione per arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

### Caratteristiche specifiche

- Anima flessibile modellabile
- Chiusura a sgancio rapido
- Possibilità di utilizzo come ferma braccio durante le infusioni venose
- Lavabile fino a 40°C togliendo l'anima interna
- Materiali morbidi per garantire elevato comfort

### Dati tecnici

Steccobenda	Misura <sup>(1)</sup> (mm)	Peso (g)
Gamba	580x450	510
Braccio	590x280	440
Avambraccio	390x300	270
Polso	310x240	230
Gomito/caviglia	540x280	390
Materiali	Neoprene, Al, Nylon	
Peso del kit	2 kg	
Dimensione sacca	620x310 mm	

### Accessori di serie

- |          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| JM80008A | Sacca di trasporto per steccobende |
|----------|------------------------------------|

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

BLUE SPLINT PRO SET 5 MISURE  
CON SACCA  
JM80035A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103056

<sup>(1)</sup>Le misure riferite alla steccobenda distesa ed espresse come Lunghezza x Larghezza massima

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)