

## BLUE SPLINT

### Attelles type aluform



Kit d'immobilisation des membres inférieurs et supérieurs constitué par différentes tailles d'attelles type aluform permettant de limiter la douleur sur le membre du patient et surtout d'immobiliser rapidement le membre concerné.

#### Caractéristiques spécifiques

- Tige flexible, modelable et amovible pour simplifier le nettoyage
- Système de fermeture à scratch
- Possibilité d'utiliser le dispositif comme support de bras durant la prise de sangs ou infusions
- Lavable jusqu'à 40°C
- Matériaux souples et conformables
- Sac de transport avec fermeture éclair avec poignée
- Le kit se constitue de 6 attelles (2 pièces avant-bras)

#### Données techniques

Attelle	Taille (mm)	Poids (g)
Jambe	580x450	360
Bras	590x280	300
Avant-bras	390x300	206
Poignet	310x240	145
Coude/cheville	540x280	273
Matériaux	Neoprene, Al, Nylon	
Poids de kit	1,65 ± 0,1 kg	
Dimensions sac	620x310 mm	

#### Accessoires de série di

- |          |                            |
|----------|----------------------------|
| JM80008A | Sac de rangement/transport |
|----------|----------------------------|

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

MOD.G014 KIT D'ATTELLES TYPE  
ALUFORM 5 TAILLE (6 PIÈCES)  
C/SACCA



JM80041A

Classification CND	V0804
Identifiant d'enregistrement	57283

Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)