

BLUE SPLINT

Steccobende rigide con anima flessibile



Kit di immobilizzazione per arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

Caratteristiche specifiche

Anima flessibile modellabile
Sistema di chiusura a strap
Possibilità di utilizzo come ferma braccio durante le infusioni venose
Lavabile fino a 40°C togliendo l'anima interna
Materiali morbidi per garantire elevato comfort
Sacca di trasporto con chiusura a zip per un rapido accesso al contenuto
Nel kit è contenuta una steccobenda per avambraccio aggiuntiva

Accessori di serie

JM80008A	Sacca di trasporto per steccobende
----------	------------------------------------

⁽¹⁾Le misure riferite alla steccobenda distesa ed espresse come Lunghezza x Larghezza massima

Dati tecnici

Steccobenda	Misura ⁽¹⁾ (mm)	Peso (g)
Gamba	580x450	360
Braccio	590x280	300
Avambraccio	390x300	206
Polso	310x240	145
Gomito/caviglia	540x280	273
Materiali	Neoprene, Al, Nylon	
Peso del kit	1,65 ± 0,1 kg	
Dimensione sacca	620x310 mm	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

MOD.G014 KIT STECCOB. 5
MISURE (6 PEZZI) C/SACCA
JM80041A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	57283

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it