


Urrà Splint

Steccobenda semirigida



Le steccobende Urrà Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche

Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
 Materiali morbidi per garantire elevato comfort
 Estrema modellabilità
 Possono essere utilizzate durante l'esecuzione delle indagini preliminari ai raggi X

Dati tecnici

Dimensioni	46 x 11 x 0,5 cm
Materiali	Al, PP
Peso	82 g

Dimensioni soggette a tolleranze di ± 10 mm.

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

URRA' SPLINT - STECCOBENDA
 SEMIRIGIDA MIS. M
 JM90001A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103539

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it