

## Urrà Kit

### Kit immobilizzazione



Kit di steccobende semirigide per l' immobilizzazione di arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

#### Caratteristiche specifiche

Il kit include  
 3 Steccobende Urrà  
 Forbici bottonut  
 1 Spencer ICE PACK  
 SAF – benda autoaderente

#### Dati tecnici

Dimensioni kit	260x85x240 mm
Materiali	Al, PP
Peso	718 g

Le dimensioni sono soggette a tolleranze di  $\pm 10$  mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

URRÀ KIT – KIT IMMOBILIZZAZIONE  
 JM90003A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	195296

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)