

BLUE KIT

Kit sport



Borsa compatta dotata dei dispositivi più frequentemente utilizzati dai soccorritori in ambito sportivo.

Equipaggiamento		Caratteristiche specifiche	
BS04035D	BURN S (BA) 55 X 40 CM – COMPRESSA ANTIUST.	Duplici possibilità di trasporto grazie alle maniglie e alla tracolla	
CCF2000	12 SPILLE DA BALIA	1 tasca superior con chiusura a zip	
DG00603A	FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO	1 tasca frontale con chiusura a zip	
DR10380K	GMX300 GUANTI STERILI IN NISTRILE MIS. L (1 PAIO)	2 tasche laterali con chiusura a zip	
GM00300K	GMX300 –PINZETTE STERILI MONOUSO	1 tasca posterior con chiusura a strap	
GM00747K	GMX-747 TELO TRIANGOLARE IN TNT cm 96x96x136	Comparto principale imbottito per offrire la massima protezione al contenuto	
GM02101K	COMPRESSA D GARZA STERILE 10X10CM 3PZ	5 sacche interne di colori differenti con chiusura a zip e finestra trasparente	
GM02250K	ROCCHETTO CEROTTO TELA 5CM X 5M	Separatore interno con 3 tasche trasparenti con chiusura a zip e una grande con chiusura a strap	
GM02405K	BENDA DI GARZA 5M x5CM	1 tasca con chiusura a zip sul lato interno della patta frontale	
GM02407K	BENDA DI GARZA 5M X 7CM	Inseri rifrangenti aumentano la visibilità	
GM02411K	GMX 401 SALVIETTE DISINFETTANTI 5PZ		
GM02510K	COTONE IDROFILO 100 gr.		
GM03011E	TAMPOBENDA 8X10 cm		
GM03215K	ROCCHETTO CEROTTO SETA 1,25CM X 9M		
GM04021K	CEROTTI STRIP 20 PZ ASSORTITI 2PZ		
GM04100E	GRAFFETTE ELASTICHE PER FASCIATURE 2PZ		
GM04242	AMUCHINA 500 ml.		
GM04250K	GMX 003 – DISINFETTANTE 250 ml		
IF00426A	SPENCER ICE PACK PE BOX		
Dati tecnici			
Dimensioni		390x210x340 ± 10mm	
Dimensioni borse interne		3 grandi 260x110x50 mm 2 piccole 130x100x40 mm	
Materiale		Nylon	
Volume		20 ± 0,5 L	
Peso borsa vuota		970 ± 20 g	
DM marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CE			
BLUE KIT - SPORT KIT			
MX10305B			

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it