

PRESA SINGOLA



Presa da incasso per ossigeno medicale, da installarsi all'interno di veicoli sanitari utilizzando superfici dedicate.

Caratteristiche specifiche

Semplicità e sicurezza nell' utilizzo garantita dall'adozione di connessioni gas-specifiche
Superfici lisce per una facile igienizzazione

Dati tecnici

Dimensioni complessive	72x72 ±5 mm
Dimensioni parte incassata	ø72x76 ±5 mm
Standard di connessione	UNI
Connessione ingresso	G 1/8"
Materiali	Nylon, Al, Ottone

Conforme a

UNI 9507
UNI EN ISO 9170-1

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

PRESA OSSIGENO PANNELLO
NORME UNI 9507



OX04103A

Classificazione CND	Z120309
Identificativo registrazione	310618

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it