

## POP

### Modulo 2 prese ossigeno da incasso



Sistema da incasso costituito da due prese per ossigeno medicale, da installarsi all'interno di veicoli sanitari utilizzando superfici dedicate.

#### Caratteristiche specifiche

Semplicità e sicurezza nell' utilizzo garantita dall'adozione di connessioni gas-specifiche e dal meccanismo di sgancio rapido  
 Superfici lisce per una facile igienizzazione  
 Il sistema ad incastro consente un'installazione estremamente semplice

#### Dati tecnici

Dimensioni complessive	200x100x115 ±5 mm
Dimensioni parte non incassata	200x100x35 ±5 mm
Standard di connessione	UNI
Materiali	Nylon, Al, Ottone

#### Conforme a

UNI 9507  
 UNI EN ISO 9170-1  
 EN 1789

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

MODULO POP DUE PRESE  
 OSSIGENO UNI 9507

**OX04318A**

Classificazione CND Z120309

Identificativo registrazione 361337



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)