

# MONITOX

Modulo POP monitox con allarme sonoro



Sistema per la visualizzazione della pressione residua delle bombole da installarsi in modo fisso all'interno del veicolo sanitario.

### Caratteristiche specifiche

- Installazione semplice
- Led luminosi per l'indicazione della pressione residua
- Interruttore per attivazione o disattivazione dell'allarme sonoro
- Pulsante di accensione e spegnimento
- Allarme sonoro all'accensione della spia rossa di riserva (con interruttore posizionato su ON)
- Due manometri da installarsi sui riduttori delle bombole

### Dati tecnici

Dimensioni	100x100x50 ±2 mm
Materiali	PE, Nylon, PC
Attacco manometri	G 1/4"
Tensione di alimentazione	12V cc
Cavi connessione manometri	2,5 m
Cavo connessione elettrica	1 m
Pressione attivazione allarme	35 ± 5 bar

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

MODULO POP MONITOX CON ALLARME SONORO

**OX04329C**

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 972127



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)