

POP

Linea distribuzione gas medicale AFNOR



Sistema da incasso costituito da due prese per ossigeno medicale, da installarsi all'interno di veicoli sanitari utilizzando superfici dedicate.

Caratteristiche specifiche

Semplicità e sicurezza nell' utilizzo garantita dall'adozione di connessioni gas-specifiche e dal meccanismo di sgancio rapido
 Superfici lisce per una facile igienizzazione
 Il sistema ad incastro consente un'installazione estremamente semplice

Dati tecnici

Dimensioni complessive	200x100x86 ±5 mm
Dimensioni parte non incassata	200x100x36,5 ±5 mm
Standard di connessione	AFNOR
Materiali	Nylon, Al, Ottone
Connessione in ingresso	M ¼" G
Lunghezza tubo	1,5 m
Temperatura di utilizzo	-20°C/+60°C
Temperatura di stoccaggio	-15°C/+40°C

Conforme a

UNI EN ISO 9170
 NF S 90-116
 EN 1789

DM Ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

MOD.D002 LINEA DISTRIBUZ.GAS
 MEDICALE AFNOR 2 VIE
 OX04357C



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it