

## OXX 50

Innesto per aria medica



Innesto aria medica per la connessione di utilizzatori ad una presa gas specifiche conforme agli standard UNI, installata in sistemi di distribuzione di gas medicali.

### Caratteristiche specifiche

Consente connessione e disconnessione rapida degli utilizzatori dalle prese  
Codice colore per una identificazione immediata

### Dati tecnici

Dimensioni	ø25x60 mm
Diametro passaggio gas	6 mm
Attacco	F ¼"
Materiale	Ottone nichelato

### Conforme a

UNI 9507  
EN ISO 9170-1

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

INNESTO PRESA ARIA UNI 9507

OX05005A



Classificazione CND Z120309

Identificativo registrazione 310707

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)