

## Innesto Ossigeno



Innesto ossigeno per la connessione di utilizzatori ad una presa gas specifiche conforme agli standard AFNOR, installata in sistemi di distribuzione di gas medicali.

### Caratteristiche specifiche

Consente connessione e disconnessione rapida degli utilizzatori dalle prese  
Codice colore per una identificazione immediata

### Dati tecnici

Dimensioni	Ø38x48 mm
Diametro passaggio gas	4,5 mm
Attacco	ISO G. 1/4" F
Materiale	Ottone nichelato

### Conforme a

NF S 90-116  
EN ISO 9170-1

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

INNESTO OSSIGENO ATTACCO  
AFNOR

**OX05015B**

Classificazione CND



Z120309

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)