

## REK

Morsetto per barra rail



Morsetto utilizzabile per fissare su barre rail, dispositivi come sfigmomanometri, portaflebo, flussimetri e numerosi altri utilizzatori impiegati all'interno del veicolo sanitario.

### Caratteristiche specifiche

Estremamente compatto e robusto

Sistemi di aggancio rapido sia per gli accessori che per il morsetto stesso

Elevata resistenza alla traslazione involontaria grazie all'utilizzo di inserti ad elevata aderenza nei punti di contatto con la barra rail

Può essere utilizzato con barre rail conformi alla norma UNI EN 19054

### Dati tecnici

Dimensioni	100x102x50 mm
Materiali	Nylon, acciaio
Peso	110 ± 5 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

REK MORSETTO STANDARD

OX07103B



Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 437593

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)