

G-RAIL

Barra rail



Barra da installarsi alla parete del mezzo, destinata a sorreggere e fissare dispositivi come sfigmomanometri, portaflebo, flussimetri e numerosi altri utilizzatori impiegati all'interno del veicolo sanitario, grazie all'utilizzo congiunto dei morsetti dedicati.

Caratteristiche specifiche

Estremamente compatta e robusta
 Struttura in acciaio inossidabile estremamente semplice da pulire
 Assenza di spigoli grazie all'utilizzo dei fermi terminali arrotondati

Conforme a

UNI EN 19054
 EN 1789

Accessori

OX07102 – REK PRO 10 G MORSETTO CON FILETTO
 OX07104 – REK 10 G MORSETTO STANDARD

Dati tecnici

Dimensioni	1030x58x32 ± 2 mm
Materiali	Nylon, acciaio
Peso	1050 ± 20 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

BARRA RAIL G-RAIL 1 m

OX07811A



Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 805660

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it