

**OX-T****Bombola per ossigeno**

Serbatoio per contenere ossigeno medicale allo stato gassoso.

**Caratteristiche specifiche**

Corpo in acciaio verniciato  
 Dischetto inox per uso medicale  
 Accompagnata da certificato di conformità  
 Può contenere O<sub>2</sub> in pressione fino a 200 bar

**Dati tecnici**

Diametro	110 mm
Altezza	390 mm
Litri	2l
Volume di O <sub>2</sub> a 200 bar	400 l
Attacco	UNI
Peso	3 kg

BOMBOLA O<sub>2</sub> 2lt DIN TED.  
 CON VALVOLA/GHIERA  
**OX10018E**



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)