

OX-T**Bombola per ossigeno**

Serbatoio per contenere ossigeno medicale allo stato gassoso.

Caratteristiche specifiche

Corpo in acciaio verniciato
 Dischetto inox per uso medicale
 Accompagnata da certificato di conformità
 Può contenere O₂ in pressione fino a 200 bar

Dati tecnici

Diametro	110 mm
Altezza	390 mm
Litri	2l
Volume di O ₂ a 200 bar	400 l
Attacco	DIN
Peso	3 kg

BOMBOLA O₂ 2lt DIN TED.
 CON VALVOLA/GHIERA
OX10019E



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it