

OX-Gr

Butla tlenowa z reduktorem,
przepływomierzem i nawilżaczem



Kompletny zestaw – butla tlenowa, reduktor, przepływomierz z regulacją i nawilżacz, przeznaczony do użytku w przypadkach niewydolności oddechowej.

Cechy charakterystyczne

3 litrowy zbiornik ze zintegrowaną osłoną i poprawiającą stabilność dużą podstawą
Może przechowywać O₂ pod ciśnieniem do 200 bar
Wysoka autonomia przy zredukowanych wymiarach
Reduktor tłokowy z filtrem zgrzewanym
Nawilżacz o dużej przejrzystości dla pewnego i łatwego odczytu poziomu.

Dane techniczne

Wymiary pojemnika	ø110x545 ± 5 mm
Średnica osłony	140 ± 5 mm
Wymiary z oprzyrządowaniem	595x145x260 ± 10mm
Objętość O ₂ przy 200bar	600 l
Wejście reduktora	UNI
Ciśnienie wyjściowe	3,5/4 bar
Zakres przepływomierza	od 0 do 15 l/min
Znacznik maximum nawilżacza	130 ml
Wyjście nawilżacza	Dren ø7mm
Materiały	Stal, PE, Chromowany brąz, Al, PC
Waga całkowita	5,2 ± 0,3 kg

Oznakowanie CE zgodnie z dir. 93/42/CE

OX-GR OXYGEN BOTTLE 3L
REDUCER/FLOWMETER/HUMID
IFIER
OX10032D

Rev.3 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it