

OX-T**Bouteille pour oxygène**

Réservoir pour oxygène médical en état gazeux.

Caractéristiques spécifiques

Structure en acier verni

Livrée avec certificat de conformité

Peut contenir O₂ en pression jusqu'à 200 bar

Données techniques

Diamètre	140 mm
Hauteur	565 mm
Capacité	5l
Volume O ₂ à 200 bar	1000 l
Standard	NF
Poids	9,5 kg

BOUTEILLE OXYGENE
5LITRES NF AVEC
PROTECTION
OX10059E



Rev.1 (15/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it