

## OX-VA

### Bouteille pour oxygène



Réservoir pour oxygène médical en état gazeux.

#### Caractéristiques spécifiques

Structure en acier verni  
 Livrée avec certificat de conformité  
 Peut contenir O<sub>2</sub> en pression jusqu'à 200 bar

#### Données techniques

Diamètre	140 mm
Hauteur	565 mm
Capacité	5 L
Volume O <sub>2</sub> à 200 bar	1000 L
Débit	0-15 l/min
Standard	NF
Poids	9,2 ± 0,5kg

BOUTEILLE OXYGENE 5L NF  
 AVEC DENTEUR INTEGRE  
 OX10067E



Rev.1 (15/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)