

V-Tube

Tubo per applicazioni vuoto



Tubo flessibile per la connessione pneumatica di dispositivi inclusi in sistemi di distribuzione del vuoto.

Caratteristiche specifiche

Colorazione e marcatura per utilizzo con vuoto
 Elevata flessibilità esente da deformazioni della sezione
 Antistatico
 Conforme a EN ISO 5359

Dati tecnici

Diametro interno	8 mm
Diametro esterno	14 mm
Materiali	PVC con trama in tessuto

TUBO ATOSSICO VUOTO EN ISO
 5359

OX10101B

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it