

O-Tube

Tubo ossigeno



Tubo per la connessione pneumatica dei dispositivi inclusi in sistemi di distribuzione ossigeno.

Caratteristiche specifiche

Colorazione e marcatura per utilizzo con ossigeno
Ideale per applicazioni a bassa pressione (max 14 bar)
DEHP FREE

Dati tecnici

Diametro interno	6,7 mm
Diametro esterno	12,7 mm
Materiali	PVC con trama in tessuto
Pressione di scoppio	56 bar/23°C

TUBO ATOSSICO OSSIG.MEDIC.
Ø12,7x6,7 EN ISO 5359
OX10104B

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it