

OX-Gr

Bouteille oxygène avec détendeur et débitmètre-humidificateur



Caractéristiques spécifiques

Bouteille oxygène 5 Litres avec tulipe et base intégrée pour une meilleure protection et stabilité
 Peut contenir oxygène médical pressurisé jusqu'à 200 bar
 Haute autonomie avec dimensions réduites
 Détendeur avec filtre sintérisé
 Bocal humidificateur transparent permettant de visualiser le contenu

Données techniques

Dimensions bouteille	ø140x565 ± 5 mm
Diamètre tulipe	140 ± 5 mm
Volume O ₂ à 200bar	1000 l
Connectique détendeur	NF
Pression sortie détendeur	3,5/4 bar
Réglage débitmètre	de 0 à 15 l/min
Indication maxi humidificateur	130 ml
Connectique humidificateur	ø7mm
Matériaux	Acier, PE, Laiton chromé, Al, PC

Dispositif marqué CE selon la directive dir. 93/42/CE

MOD.G012 OX-GR BOUTEILLE
 5L AVEC DETENDEUR,
 DEBITMETRE HUMIDIFICATEUR
 AFNOR
OX100116A

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it