

OX-Gr

Butla tlenowa z reduktorem,
przepływomierzem i nawilżaczem



Kompletny zestaw – butla tlenowa, reduktor, przepływomierz z regulacją i nawilżacz, przeznaczony do użytku w przypadkach niewydolności oddechowej.

Cechy charakterystyczne

14 litrowy zbiornik ze zintegrowaną osłoną i poprawiającą stabilność dużą podstawą
Może przechowywać O₂ pod ciśnieniem do 200 bar
Wysoka autonomia przy zredukowanych wymiarach
Reduktor tłokowy z filtrem zgrzewanym
Nawilżacz o dużej przejrzystości dla pewnego i łatwego odczytu poziomu.

Technical data

Wymiary pojemnika	ø170x920 ± 5 mm
Średnica osłony	140 ± 5 mm
Wymiary z oprzyrządowaniem	920x170x260 ± 10mm
Objętość O ₂ przy 200bar	2500 l
Wejście reduktora	UNI
Ciśnienie wyjściowe	3,5/4 bar
Zakres przepływomierza	Od 0 do 15 l/min
Znacznik maximum nawilżacza	130 ml
Wyjście nawilżacza	Dren ø7mm
Materiały	Stal, PE, Chromowany brąz, Al, PC
Waga całkowita	17,8 ± 0,3 kg

Urządzenie oznakowane CE zgodnie z dir. 93/42/CE

OX-GR OXYGEN BOTTLE 14L
REDUCER/FLOWMETER/HUMIDIFIER
OX10142D

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it