

OX-T

Bouteille pour oxygène



Réservoir pour oxygène médical en état gazeux.

Caractéristiques spécifiques

Structure en acier verni
 Livrée avec certificat de conformité
 Peut contenir O₂ en pression jusqu'à 200 bar

Données techniques

Diamètre	170 mm
Hauteur	920 mm
Capacité	14 L
Volume O ₂ à 200 bar	2800 L
Standard	NF
Poids	20 ± 1kg

BOUTEILLE O₂ 14lt NF AVEC
 VALVE DE PROTECTION
OX10146E



Rev.1 (15/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it