

OX-T**Bouteille pour oxygène**

Réservoir pour oxygène médical en état gazeux.

Caractéristiques spécifiques

Structure en acier verni

Livrée avec certificat de conformité

Peut contenir O₂ en pression jusqu'à 200 bar

Données techniques

Diamètre	170 mm
Hauteur	1100 mm
Capacité	15 L
Volume O ₂ à 200 bar	3000 L
Standard	NF
Poids	19 ± 1kg

BOUTEILLE OXYGENE 15
LITRES CONFORME A LA
NORME NF
OX10150E



Rev.1 (15/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it