

Tubo flessibile per bassa pressione per gas medicale



Accessorio per linee di distribuzione destinato al collegamento a sistemi di distribuzione installati in ambulanza che richiedano una presa mobile a cui collegare dispositivi utilizzatori dotati di connessione UNI.

Caratteristiche specifiche

Sicurezza delle connessioni garantita dalle c
Tubo con anima in tessuto intrecciato per offrire la massima resistenza e limitare gli schiacciamenti
Innesto e presa con codice colore per un'identificazione immediata

Dati tecnici

Lunghezza tubo	20 m
Materiali	PVC, Ottone
Peso	3 ± 0,1 kg

Conforme a

UNI EN ISO 9170-1
UNI EN ISO 5359
UNI 9507

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

TUBO 20mt C/INNEST.E PRESA UNI
9507
OX10184



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it