

## OXYPACK 2 KIT

### Kit Portabombola



Portabombola completo di bombola e riduttore con flussimetro integrato.

#### Caratteristiche specifiche

Bombola da 2 litri
Può contenere O <sub>2</sub> in pressione fino a 200 bar
Elevata autonomia con ingombri ridotti
Riduttore di pressione con filtro sinterizzato
Portagomma orientabile per la connessione del tubo ossigeno

#### Dati tecnici

Dimensioni	150x290x500 ± 10 mm
Volume O <sub>2</sub> a 200bar	400 l
Standard di connessione	UNI
Pressione in uscita	3,5/4 bar
Regolazioni di flusso possibili	0 – 1 - 1,5 – 2 – 3 – 4 – 6 – 9 – 12 - 15 l/min
Uscita dal riduttore	Portagomma ø7mm
Peso complessivo	4,2 ± 0,1 kg

#### DM marcato CE in accordo alla dir. 93/42/CE

OXYPACK 2 KIT CON BOMBOLA  
2 lt E RIDUTTORE PRESS.  
**OX10202B**

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)