

OXYPACK 2 KIT

Porta tanques de oxígeno



Porta tanques completo de tanque de oxígeno con reductor de presión y mascarilla de reanimación.

Características específicas

- Tanque de oxígeno de 2 litros
- Tanque de O₂ presurizado hasta 200 bar
- Altos niveles de autonomía en espacios pequeños
- Reductor de presión con filtro sinterizado
- Boquilla orientable para conectar con más facilidad el tubo de oxígeno
- Equipado con bolsa y mascarilla desechables para reanimación.

Datos técnicos

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensiones | 150x290x500 ± 10 mm |
| Volúmen reanimador | 1600 ml |
| Material mascarilla | PVC |
| Volúmen de O ₂ a 200bar | 400 l |
| Conección estandard | UNI |
| Presión en salida | 3,5/4 bar |
| Caudal de oxígeno ajustable | 0- 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 l/min |
| Reductor de la presión en salida | Hose ø7mm |
| Peso total | 4,5 ± 0,1 kg |

Dispositivo medico marcados CE, conforme a dir. 93/42/CE

OXYPACK 2 KIT CON OXIGENO
TANK 2L Y PRES. REDUC.

OX10203B

Rev.3 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it