

OXYPACK 2 KIT

Kit de réanimation portable



Kit de réanimation portable complet d'une bouteille oxygène, manodétendeur et insufflateur manuel avec masque .

Caractéristiques spécifiques

Bouteille O² 2L (vide)
 Pression interne maximale de 200 bar
 Manodétendeur 0-15 L/min avec filtre fritté
 Pochette extérieure pour rangement des accessoires
 Livré avec insufflateur manuel usage unique et masque adulte

Données techniques

Dimensions	150x290x500 ± 10 mm
Volume ballon insufflateur	1600 ml
Masque	PVC
Volume O ² à 200bar	400 l
Standard connexion	UNI
Output pressure	3,5/4 bar
Débit réglable de	0- 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 l/min
Sortie manodétendeur	ø7mm
Poids total	4,5 ± 0,1 kg

Dispositif Médical CE selon la directive 93/42/CE

OXYPACK 2 KIT DE
 REANIMATION PORTABLE
 OX10203B

Rev.3 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it