

OXX 30

Tubo antiplastamiento



Tubo antiplastamiento desechable para oxigenoterapia.

Características técnicas

Estructura anti-aplastamiento
Fácil de conectar a un soporte de manguera y a la máscara de oxígeno
Sin látex

Datos Técnicos

Largo	2m
Material	PVC

Disp. Médico de Clase IIa de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE
TUBO ANTIPLASTAMIENTO
OX20130A



Clasificación CND	R03010204
Numero de registro	199228

Rev.1 (09/11/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it