

## OXYMASK 150

Maschere ossigenoterapia alta concentrazione



Maschera per ossigenoterapia ad alta concentrazione pediatrica.

### Caratteristiche specifiche

Elastico regolabile  
 Conchiglia semi trasparente per migliorare il monitoraggio  
 Tubo anti schiacciamento  
 Clip per naso in alluminio flessibile per aumentare la stabilità  
 Fornita con reservoir  
**Latex Free**

### Dati tecnici

Materiale	PVC
Lunghezza tubo	2 m
N° maschere	10 pz

DM di Classe IIa in accordo alla dir. 93/42/CEE

OXYMASK 150 - MASCHERA ALTA  
 CONC. PEDIATR. 10 PZ.  
**OX20137A**



Classificazione CND	R03010201
Identificativo registrazione	104804

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[spencer.it](http://spencer.it)