

OXX 10

Cannula nasale adulto



Cannula nasale monouso per ossigenoterapia.

Caratteristiche specifiche

Aiuta a ridurre l'irritazione
 Progettato per l'utilizzo in ossigeno terapia a lungo termine
 Il kit include 10 pezzi

Dati tecnici

Lunghezza	2 ± 0,1 m
Materiale	PVC

DM di classe IIa in accordo alla Dir. 93/42/CEE

OXX 10 CANNULA NASALE
 OSSIGENOTERAPIA 10 PZ
OX20138A



Classificazione CND

R03010203

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it