

## OXYMASK 50

Kit 10 maschere a media concentrazione



Maschera monouso per ossigenoterapia.

### Caratteristiche specifiche

Elastico regolabile  
 Conchiglia semi trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente  
 Tubo antischacciamento  
 Stringinaso in alluminio flessibile per aumentare la stabilità  
**Latex Free**

### Dati tecnici

Dimensioni	135x100x60 ± 10 mm
Materiale	PVC
Peso <sup>(1maschera + tubo)</sup>	70 g
Lunghezza tubo	2 m

DM di classe IIa in accordo alla Dir. 93/42/CEE

OXYMASK 50 - MASCHERA MEDIA  
 CONC. ADULTO 10 PZ.  
**OX20139A**



Classificazione CND	R03010201
Identificativo registrazione	104805

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)