

## OXYMASK 50

### Kit 10 máscaras de média concentração



Máscaras descartáveis para terapia de oxigênio.

#### Características específicas

Elástico ajustável  
 Concha semi transparente para melhorar a monitorização do paciente  
 Tubo anti-esmagamento  
 Clip para a nariz de alumínio flexível para aumentar a estabilidade

**Sem latex**

#### Dados técnicos

Dimensões	135x100x60 ± 10 mm
Material	PVC
Peso <sup>(1máscara + tubo)</sup>	70 g
Comprimento tubo	2 m

DM de classe IIa de acordo com a Dir. 93/42/CEE

OXYMASK 50 MÉDIA  
 CONCENTRAÇÃO, 10 UNDS  
 OX20139A



Classificação CND	R03010201
ID de registro	104805

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)