

## OXYMASK 50

Kit 10 maschere a media concentrazione pediatriche



Maschera monouso per ossigenoterapia.

### Caratteristiche specifiche

Elastico regolabile  
 Conchiglia semi trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente  
 Tubo antischacciamento  
 Stringinaso in alluminio flessibile per aumentare la stabilità  
**Latex Free**

### Dati tecnici

Dimensioni	100x85x55 ± 10 mm
Materiale	PVC
Peso <sup>(1maschera + tubo)</sup>	70 g
Lunghezza tubo	2 m

DM di classe IIa in accordo alla Dir. 93/42/CEE

OXYMASK 50 - MASCH. ½ CONC.  
 PEDIAT.10 PZ.IMB.SING.  
**OX20161A**



Classificazione CND	R03010201
Identificativo registrazione	976287

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)