

OXYMASK 50

Kit 10 máscaras de média concentração pediátricas



Máscaras descartáveis para terapia de oxigênio.

Características específicas

Elástico ajustável
 Concha semi transparente para melhorar a monitorização do paciente
 Tubo anti-esmagamento
 Clip para a nariz de alumínio flexível para aumentar a estabilidade
Sem latex

Dados técnicos

Dimensões	100x85x55 ± 10 mm
Material	PVC
Peso ^(1máscara + tubo)	70 g
Comprimento tubo	2 m

DM de classe IIa de acordo com a Dir. 93/42/CEE

OXYMASK 50 MÉDIA
 CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, 10
 UNDS



OX20161A

Classificação CND R03010201

ID de registro 976287

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it