

## OXYMASK 100

Kit 10 maschere a concentrazione variabile pediatrica



Maschera per ossigenoterapia con sistema venturi per la variazione della concentrazione d'ossigeno.

### Caratteristiche specifiche

Elastico regolabile  
 Conchiglia semi trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente  
 Dotata di tubo corrugato e tubo antischiumamento  
 Stringinaso in alluminio flessibile per aumentare la stabilità  
**Latex Free**

### Dati tecnici

Materiali	PVC/PP
Lungh. Tubo ossigeno	2 m
Lungh. Tubo corrugato	15 cm
Concentrazioni di ossigeno ottenibili	24/28/31/35/40/50/60%

DM di classe IIa in accordo alla Dir. 93/42/CEE

OXYMASK 100 - MASCHERA CONC.  
 VARIABILE PEDIATRICA 10PZ  
**OX20171A**



Classificazione CND	R03010201
Identificativo registrazione	976290

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)